


321M



A	B	C
mm	mm	mm
máquina / machine		
2.600	6.200	2.900
dimensões mínimas para sala min. room dimensions		
5.100	7.500	3.200
dimensões recomendadas para sala recommended room dimensions		
6.600	8.500	3.500

		volume máx.	seção	Ø máx.	largura do bloco	capacidade
		volume max.	section	Ø max.	width of block	peças/h aprox.
		ml	mm	mm	mm	approx. pieces/h
10 cavidades/cavities	multi	50	40	38	2 x 200	3.000
	single	45	41	36	2 x 200	
12 cavidades/cavities	multi	30	33	31	2 x 198	3.600
	single	25	34	29	2 x 199	
	single	25	33	28	3 x 127	
14 cavidades/cavities	multi	25	29	27	2 x 203	4.200
	single	20	29	24	2 x 198	
15 cavidades/cavities	multi	20	26	24	3 x 130	4.500
	single	20	27	22	3 x 130	
16 cavidades/cavities	multi	20	25	23	2 x 200	4.800
	single	20	26	21	2 x 203	
20 cavidades/cavities	multi	20	20	18	2 x 200	6.000
	single	15	20	15	2 x 195	
24 cavidades/cavities	multi	5	16	14	2 x 192	7.200
30 cavidades/cavities	multi	2	13	11	2 x 195	9.000

Capacidades indicadas estão sujeitas a:

- ⇒ peso do frasco
- ⇒ formato do frasco
- ⇒ natureza do produto a ser envasado
- ⇒ tipo de material plástico

multi = multibloco/multiblock
single = ampola individual/
individual ampoule

Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic