


321M



A	B	C
mm	mm	mm
машина / machine:		
2.600	6.200	2.900
мин. размеры помещения		
5.100	7.500	3.200
рекомендуемые размеры помещения		
6.600	8.500	3.500

	объем макс.	секция Ø макс.	ширина блока	производительность около шт/ч	
	volume max.	section Ø max.	width of block	capacity approx. pieces/h	
	ml	mm	mm		
10-ячеек/ cavities multi	50	40	38	2 x 200	3.000
single	45	41	36	2 x 200	
12-ячеек/ cavities multi	30	33	31	2 x 198	3.600
single	25	34	29	2 x 199	
14-ячеек/ cavities multi	25	29	27	2 x 203	4.200
single	20	29	24	2 x 198	
15-ячеек cavities multi	20	26	24	3 x 130	4.500
single	20	27	22	3 x 130	
16-ячеек/ cavities multi	20	25	23	2 x 200	4.800
single	20	26	21	2 x 203	
20-ячеек/ cavities multi	20	20	18	2 x 200	6.000
single	15	20	15	2 x 195	
24-ячейки/cavities multi	5	16	14	2 x 192	7.200
30-ячеек/ cavities multi	2	13	11	2 x 195	9.000

Указанная производительность зависит от:

- ⇒ веса контейнера
- ⇒ формы контейнера
- ⇒ природы наполняемой среды
- ⇒ типа пластика

multi = мультиблок/
multiblock ampoule
single = индивидуальная
ампула/
individual ampoule

Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic