



324M



A	B	C
mm	mm	mm
máquina / machine		
7.400	5.500	4.200
dimensões mínimas para sala (sem gabinete de controle)		
min. room dimensions (without control cabinet)		
9.000	7.500	5.000
dimensões recomendadas para sala (sem gabinete de controle)		
recommended room dimensions (without control cabinet)		
10.000	8.500	5.000
gabinete de controle separado / separate control cabinet:		
1.200	4.000	2.200



		volume máx.	seção	Ø máx.	largura do bloco	capacidade
		volume max.	section	Ø max.	width of block	capacity
		ml	mm	mm	mm	approx. pieces/h
16 cavidades/cavities	multi	40	38	36	4 x 152	4.800
	single	40	38	33		
20 cavidades/cavities	multi	30	30	28	4 x 150	6.000
	single	20	30	25		
24 cavidades/cavities	multi	20	24	22	6 x 96	7.200
	multi	20	25	23	4 x 150	
	single	10	25,5	20,5		
28 cavidades/cavities	multi	20	21	19	4 x 147	8.400
	single	10	21	16		
30 cavidades/cavities	multi	20	19	17	6 x 95	9.000
	single	10	19	14		
32 cavidades/cavities	multi	20	19	17	4 x 152	9.600
	single	10	19	14		
36 cavidades/cavities	multi	10	17	15	4 x 153	10.800
40 cavidades/cavities	multi	5	15	13	4 x 150	12.000

Capacidades indicadas estão sujeitas a:

- ⇒ peso do frasco
- ⇒ formato do frasco
- ⇒ natureza do produto a ser envasado
- ⇒ tipo de material plástico

multi = multibloco/multiblock
single = ampola individual/
individual ampoule

Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic