



324M



A	B	C
mm	mm	mm
машина / machine:		
7.400	5.500	4.200
мин. размеры помещения (без шкафа управления)		
9.000	7.500	5.000
рекомендуемые размеры помещения (без шкафа управления)		
10.000	8.500	5.000
шкаф управления отдельно/ separate control cabinet:		
1.200	4.000	2.200



объем макс. секция		Ø макс.	ширина		произ- водительность около шт/ч capacity approx. pieces/h	
volume max.	section	Ø max.	width of block			
ml	mm	mm	mm			
16-ячеек/ cavities	multi	40	38	36	4 x 152	4.800
	single	40	38	33		
20-ячеек/ cavities	multi	30	30	28	4 x 150	6.000
	single	20	30	25		
24-ячейки/ cavities	multi	20	24	22	6 x 96	7.200
	multi	20	25	23		
	single	10	25,5	20,5		
28-ячеек/ cavities	multi	20	21	19	4 x 147	8.400
	single	10	21	16		
30-ячеек/ cavities	multi	20	19	17	6 x 95	9.000
	single	10	19	14		
32-ячейки/ cavities	multi	20	19	17	4 x 152	9.600
	single	10	19	14		
36-ячеек/ cavities	multi	10	17	15	4 x 153	10.800
40-ячеек/ cavities	multi	5	15	13	4 x 150	12.000

Указанная производительность зависит от:

- ⇒ веса контейнера
- ⇒ формы контейнера
- ⇒ природы наполняемой среды
- ⇒ типа пластика

multi = мультиблок/
multiblock ampoule
single = индивидуальная
ампула/
individual ampoule

Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic