


## 360M



A	B	C
mm	mm	mm
máquina / machine		
3.950	6.200	2.900
dimensões mínimas para sala min. room dimensions		
6.950	7.500	3.200
dimensões recomendadas para sala recommended room dimensions		
7.950	8.500	3.500

	volume máx.		seção	Ø máx.	largura do bloco	capacidade
	ml	mm				
20 cavidades/cavities	multi	50	40	38	4 x 200	6.000
	single	45	41	36	4 x 200	
24 cavidades/cavities	multi	30	33	31	4 x 198	7.200
	single	25	34	29	4 x 199	
	single	25	33	28	6 x 127	
28 cavidades/cavities	multi	25	29	27	4 x 203	8.400
	single	20	29	24	4 x 198	
30 cavidades/cavities	multi	20	26	24	6 x 130	9.000
	single	20	27	22	6 x 130	
32 cavidades/cavities	multi	20	25	23	4 x 200	9.600
	single	20	26	21	4 x 203	
40 cavidades/cavities	multi	20	20	18	4 x 200	12.000
	single	15	20	15	4 x 195	
48 cavidades/cavities	multi	5	16	14	4 x 195	14.400
	multi	2	13	11	4 x 195	
60 cavidades/cavities	multi	2	13	11	6 x 130	18.000
	multi	2	13	11	6 x 130	

### Capacidades indicadas estão sujeitas a:

- ⇒ peso do frasco
- ⇒ formato do frasco
- ⇒ natureza do produto a ser envasado
- ⇒ tipo de material plástico

multi = multibloco/multiblock  
single = ampola individual/  
individual ampoule

### Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic