



360M



B

A



A	B	C
mm	mm	mm
машина / machine:		
3.950	6.200	2.900
мин. размеры помещения		
6.950	7.500	3.200
рекомендуемые размеры		
помещения		
7.950	8.500	3.500

		объем макс.	секция	Ø макс.	ширина	произво-	
		volume max.	section	Ø max.	width of	дительность	
		ml	mm	mm	block	около шт/ч	
					mm	capacity	
						approx. pieces/h	
20-ячеек/	cavities	multi	50	40	38	4 x 200	6.000
		single	45	41	36	4 x 200	
24-ячейки/	cavities	multi	30	33	31	4 x 198	7.200
		single	25	34	29	4 x 199	
		single	25	33	28	6 x 127	
28-ячеек/	cavities	multi	25	29	27	4 x 203	8.400
		single	20	29	24	4 x 198	
30-ячеек/	cavities	multi	20	26	24	6 x 130	9.000
		single	20	27	22	6 x 130	
32-ячейки/	cavities	multi	20	25	23	4 x 200	9.600
		single	20	26	21	4 x 203	
40-ячеек/	cavities	multi	20	20	18	4 x 200	12.000
		single	15	20	15	4 x 195	
48-ячеек/	cavities	multi	5	16	14	4 x 195	14.400
60-ячеек/	cavities	multi	2	13	11	4 x 195	18.000
		multi	2	13	11	6 x 130	

Указанная производительность зависит от:

- ⇒ веса контейнера
- ⇒ формы контейнера
- ⇒ природы наполняемой среды
- ⇒ типа пластика

multi = мультиблок/
multiblock ampoule
single = индивидуальная
ампула/
individual ampoule

Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic