


## 4010M



A	B	C
mm	mm	mm
3.000	5.000	4.300
dimensões mínimas para sala		
min. room dimensions		
5.500	7.000	4.400
dimensões recomendadas para sala		
recommended room dimensions		
6.000	7.500	4.500

		volume máx.	seção	Ø máx.	capacidade
		volume max.	section	Ø max.	peças/h aprox.
		ml	mm	mm	capacity
					approx. pieces/h
8-cavidades/cavities	multi	50	38	35	8.000
	single	40	38	32	
10-cavidades/cavities	multi	30	30	28	10.000
	single	20	30	24	
12-cavidades/cavities	multi	20	25	23	12.000
	single	15	25	20	
14-cavidades/cavities	multi	15	22	20	14.000
	single	10	22	17	
15-cavidades/cavities	multi	15	20	18	15.000
	single	8	20	15	
16-cavidades/cavities	multi	10	19	17	16.000
18-cavidades/cavities	multi	8	17	15	18.000
20-cavidades/cavities	multi	6	15	13	20.000
22-cavidades/cavities	multi	4	13,6	11,5	22.000
24-cavidades/cavities	multi	2	12,6	10	24.000
25-cavidades/cavities	multi	2	12,6	10	25.000
30-cavidades/cavities	multi	1	10,5	8,5	30.000

### Capacidades indicadas estão sujeitas à:

- ⇒ peso do frasco
- ⇒ formato do frasco
- ⇒ natureza do produto a ser envasado
- ⇒ tipo de material plástico

multi = multibloco/multiblock  
single = ampola individual/  
individual ampoule

### Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic