


4010M



A	B	C
mm	mm	mm
машина / machine:		
3.000	5.000	4.300
мин. размеры помещения		
5.500	7.000	4.400
рекомендуемые размеры		
помещения		
6.000	7.500	4.500

	объем макс.	секция	Ø макс.	производительность
	volume max.	section	Ø max.	около шт/ч
	ml	mm	mm	capacity
				approx. pieces/h
8-ячеек/ cavities	multi 50	38	35	8.000
	single 40	38	32	
10-ячеек/ cavities	multi 30	30	28	10.000
	single 20	30	24	
12-ячеек/ cavities	multi 20	25	23	12.000
	single 15	25	20	
14-ячеек/ cavities	multi 15	22	20	14.000
	single 10	22	17	
15-ячеек/ cavities	multi 15	20	18	15.000
	single 8	20	15	
16-ячеек/ cavities	multi 10	19	17	16.000
18-ячеек/ cavities	multi 8	17	15	18.000
20-ячеек/ cavities	multi 6	15	13	20.000
22-ячейки/cavities	multi 4	13,6	11,5	22.000
24-ячейки/cavities	multi 2	12,6	10	24.000
25-ячеек/ cavities	multi 2	12,6	10	25.000
30-ячеек/ cavities	multi 1	10,5	8,5	30.000

Указанная производительность зависит от:

- ⇒ веса контейнера
- ⇒ формы контейнера
- ⇒ природы наполняемой среды
- ⇒ типа пластика

multi = мультиблок/
multiblock ampoule
single = индивидуальная
ампула/
individual ampoule

Capacity indications subject to:

- ⇒ weight of bottle
- ⇒ shape of bottle
- ⇒ nature of filling liquid
- ⇒ type of plastic