

rommelag ag
Fabrikweg 16

CH-5033 Buchs

Switzerland

Технический Опросник

Ladies and Gentlemen

Welcome to the fascinating world of the BLOW-FILL-SEAL Technology!

Whatever your wishes in regard to the save and cost-efficient packaging of your products may be – we are confident to have the right answer.

Your valuable information will enable us to offer you a tailor – made proposal.

Thank you for your interest, it may well be worth-wile!

rommelag AG

The inventor of BFS-technology

1. Продукт

1.1 Какой продукт Вы намереваетесь разливать?	<input type="checkbox"/> инфузионные растворы <input type="checkbox"/> малые объемы <input type="checkbox"/> глазные капли <input type="checkbox"/> ирригационные растворы <input type="checkbox"/> растворы для промывки линз <input type="checkbox"/> спреи <input type="checkbox"/> другое
1.2 Во что идет розлив сейчас?	<input type="checkbox"/> стекло <input type="checkbox"/> ПЭ <input type="checkbox"/> ПП <input type="checkbox"/> другое.....
1.3 Характеристика продукта:	<input type="checkbox"/> жидкий <input type="checkbox"/> вязкий <input type="checkbox"/> пастообразный <input type="checkbox"/> раствор <input type="checkbox"/> суспензия <input type="checkbox"/> другое.....
1.4 Другие свойства:	<input type="checkbox"/> пенообразные <input type="checkbox"/> коррозионные <input type="checkbox"/> абразивные <input type="checkbox"/> токсичные <input type="checkbox"/> воспламеняющиеся/температура воспламенения °C <input type="checkbox"/> другое.....

2. Описание контейнера

2.1 малый объем	<input type="checkbox"/>мл <input type="checkbox"/> мл <input type="checkbox"/>мл <input type="checkbox"/> мультиблок <input type="checkbox"/> индивидуальный флакон <input type="checkbox"/> закручивающийся флакон <input type="checkbox"/> не закручивающийся флакон
2.2 большой объем специфическая конфигурация головки контейнера	<input type="checkbox"/>мл <input type="checkbox"/>мл <input type="checkbox"/>мл <input type="checkbox"/> Евроколпачок <input type="checkbox"/> Ниппельная головка <input type="checkbox"/> не решено <input type="checkbox"/> другое

3. Кодировка

3.1 Требования	<input type="checkbox"/> логотип компании <input type="checkbox"/> код серии <input type="checkbox"/> другое.....
----------------	---

4. Пластиковый материал

4.1 Материал	<input type="checkbox"/> Полиэтилен <input type="checkbox"/> Полипропилен
4.2 Конечная стерилизация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

5. Требования по производительности

5.1 Требуемая ежегодная производительность для всех объемов Разделение производства:шт/год <input type="checkbox"/>мл.....% <input type="checkbox"/>мл.....% <input type="checkbox"/>мл.....%
Текущее максимальное количество рабочих смен максимумсмен из.....часов/день
5.2 Текущее максимальное количество рабочих днейдней в году

6. Технические условия при установке bottelpack®

6.1 Окружающая среда

- Комнатная температура мин. 15°C/макс. 30°C
- Влажность макс. 60%

6.2 Продукт

- Температура макс. 25°C

6.3 Остальное

- Электропитание 3 x 400V +/-10% + нейтраль + земля, 50 циклов
- Безмаслянный сжатый воздух. Рабочее давление 8 бар минимум
- Холодная вода 12° C и 4 бар, фильтрация < 55 микрон
- Насыщенный пар 2,5 бар, фильтрация < 1 микрон

7. Дополнительная информация

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Реквизиты

Адрес компании	
Телефон	
Факс	
Ответственное за проект лицо	

rommelag ag
Fabrikweg 16
CH-5033 Buchs
Switzerland
Tel. +41-62-834 5555
Fax: +41-62-834 5500